




SINESON PROTOCOL

功能强大的300W专业射频系统用于

面部提升 &
身体塑形 &
脱发护理 &
物理治疗



SINESON穴位



■ 面部护理



抗衰老


30分钟

- 特性 下垂皮肤/下颌线/皱纹/酒糟鼻/老化皮肤
- 目的 促进再生/收紧皮肤

1

第1步:疏通经络 [8分钟]

电容电极30mm稳定压住



3

第3步:最后的平衡 [4分钟]

电阻电极60mm

用手背上的电极进行治疗,从颈部开始,根据肌肉方向操作

SAS:6~8

*如果是红斑痤疮,请替换最终平衡步骤:使用电容和运动完成治疗

SAS:1~3

2

第2步:集中护理 [18分钟]

面部和颈部

	电容式	电阻式
电极尺寸	30~40mm	30mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间	10分钟	8分钟
运动	循环&肌肉	循环&肌肉
SAS	5~8	5~7



在眼睛和前额敏感区域中,强度应减少50%

特别注意

- 客户和负极板位置

客户面部朝上,背上部放置负极板

- 使用的化妆品

Dr.Lubis RET霜

使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗方法。

- 施术次数

- 第一次治疗:1次

- 疗程结果:6次。建议前4次紧接着治疗,每周做2~3次

- 维护:每月1~2次。

- 建议

正确的身体姿势

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导,应根据每个人需要采用。

形态学年龄健康荷尔蒙问题。

疾病和生活质量,所有这些都会影响最终结果。

- 应用技术

1) 位置:始终将电极保持在皮肤上。

2) 压力:需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触,
按压操作是对于客户来说非常舒适。

3) 速度:每个电极直径的50%,电极应以小圆圈移动。

缓慢操作:每秒一圈,绝不能在皮肤上静止,保持均匀和恒定。

4) 温度:客户可以容忍的高度,同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度(强度设置65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%,保持舒适,然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒,持续3次,总计30秒,每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感




- 特性 下眼睑肿胀 / 硬度 / 脂肪袋 / 下垂皮肤 / 弯曲眉毛 / 眼部皱纹
- 目的 排毒 / 增加血液流量和微循环 / 改善皮肤弹性 / 减少脂肪团 / 缓解眼睛疲劳

1

第1步:疏通经络 [8分钟]

电容电极30mm稳固压力



3

第3步:最终平衡 [2分钟]

电阻电极30mm

用手治疗:把探头放在手背上,
使用手指缓慢提拉操作并塑造眼部轮廓并缓解眼睛周围的肌肉紧张

SAS: 4~6

2

第2步:专注护理 [10分钟]

眼部轮廓

	电容性	电阻式
电极尺寸	30mm	30mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间	6分钟	4分钟
运动	循环&肌肉	循环&肌肉
SAS	6~8	6~8

敏感区域控制能量和压力,如眼睛,脸颊和眉骨。
有时根据脂肪比例需要强的深部热疗



特别注意

- 客户和负极板位置

客户面部朝上,背上部放置负极板

- 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗方法

- 施术次数

- 第一次治疗:1次

- 疗程治疗:6次。建议前4次紧接着治疗,每周做1~2次

- 维持:每月1~2次

- 建议

健康生活方式和均衡的饮食避免喝酒和吸烟

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导。

应根据每个人需要采用。形态学年龄健康荷尔蒙问题。

疾病和生活质量,所有这些因素都会影响最终结果。

- 应用技术

1) 位置:始终将电极保持在皮肤上

2) 压力:需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触,按压操作是对于客户来说非常舒适

3) 速度:每个电极直径的50%,电极应以小圆圈移动。

缓慢操作:每秒一圈,绝不能在皮肤上静止,保持均匀和恒定。

4) 温度:客户可以容忍的高度,同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%,保持舒适,然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒,持续3次,总计30秒,每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感



双下巴

20分钟

- 特性 失去弹性/脂肪堆积/老化皮肤/角化过度
- 目的 改善弹性和松弛皮肤/表皮再生/改善血管和肌肉的触感/增加组织紧致度/减少角化过度

1

第1步:疏通经络 [5分钟]

电容电极30mm坚固的压力


在上颌髁和咬肌之间

枕骨和乳突下骨

颈椎节

两侧颈部边缘

锁骨上窝



3

第3步:最终平衡 [2分钟]

电阻电极60mm

使用手背上的电极进行手部治疗

从颈部到下颌向上按摩,然后从颈部的前部到后部按摩


SAS: 6~8

2

第2步:集中护理 [13分钟]

颈部和下巴

	电容式	电阻式
电极尺寸	40mm	30mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间	5分钟	8分钟
运动	肌肉排毒	肌肉排毒
SAS	6~8	6~8



特别注意

- 客户和负极板位置

客户面部朝上,背上部放置负极板

- 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗方法

- 施术次数

- 第一次治疗:1次

- 疗程治疗:6次。建议前4次紧接着治疗,每周做1~2次

- 维持:每月1~2次

- 建议

正确的身体姿势,健康的生活方式和饮食

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导,应根据个人需要进行调整。

形态学年龄健康,荷尔蒙问题。

疾病和生活质量,所有这些因素都会影响最终结果。

- 应用技术

1) 位置:始终将电极保持在皮肤上

2) 压力:需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触,按压操作是客户来说非常舒适

3) 速度:每个电极直径的50%,电极应以小圆圈移动。

缓慢操作:每秒一圈,绝不能在皮肤上静止,保持均匀和恒定。

4) 温度:客户可以容忍的高度,同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%,保持舒适,然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒,持续3次,总计30秒,每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感



颈部和前胸部


30分钟

- 特性 失去弹性 / 老化皮肤 / 减少肤色
- 目的 改善组织紧致度 / 表皮再生 / 改善肌肉和血管张力

1

第1步:疏通经络 [6分钟]

电容电极30mm坚固的压



3

第3步:集中护理 [4分钟]

电阻电极60mm

使用手背上的电极进行手部治疗,在胸骨,肩膀和颈部进行按摩,并施加压力


SAS: 6~8

2

第2步:集中护理 [20分钟]

颈部和前胸部

	电容式	电阻式
电极尺寸	40mm	30mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间	11分钟	9分钟
运动	循环和肌肉	循环和肌肉
SAS	6~8	6~8



特别注意

- 客户和负极板位置

客户面部朝上,背上部放置负极板

- 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗方法

- 施术次数

- 第一次治疗:1次

- 疗程治疗:6次。建议前4次紧接着治疗,每周做1~2次

- 维持:每月1~2次

- 建议

正确的身体姿势,健康的生活方式和饮食

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导,应根据个人需要进行调整。

形态学年龄健康,荷尔蒙问题。

疾病和生活质量,所有这些因素都会影响最终结果。

- 应用技术

1) 位置:始终将电极保持在皮肤上

2) 压力:需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触,按压操作是客户来说非常舒适

3) 速度:每个电极直径的50%,电极应以小圆圈移动。

缓慢操作:每秒一圈,绝不能在皮肤上静止,保持均匀和恒定。

4) 温度:客户可以容忍的高度,同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%,保持舒适,然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒,持续3次,总计30秒,每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感



■ 身体护理



乳房提升

30分钟


- 特性 胸部下垂 / 肩部松弛 / 筋膜和韧带松弛 / 失去张力和弹性
- 目的 提升乳房 / 坚挺的乳房 / 收紧低胸部 / 减少纤维化

1

第1步:疏通经络 [6分钟]

电容电极30mm 坚定的压力

锁骨上窝
胸部:在喙突下
腋下淋巴区



3

第3步:最终平衡 [2分钟]

电阻电极60mm

沿着骨干淋巴引流操作和从中间到两侧的锁骨


SAS:2~4

2

第2步:集中护理 [22分钟]

乳房和肩部

	电容式	电阻式
电极尺寸	40~60mm	60mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间	6分钟	5分钟
运动	循环&排毒	循环&排毒
SAS	6~8	6~8



特别注意

- 客户和负极板位置

客户面部朝上,背上部放置负极板

- 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗

- 施术次数

- 第一次治疗:1次施术

- 疗程结果:6次~12次,建议前4次紧接着治疗,每周做2~3次

- 维护:每月1~2次

- 建议

进行体育锻炼以调整区域,集中运动,游泳和举重。禁止喝酒和吸烟。

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导,应根据个人需要进行调整。

形态学年龄健康,荷尔蒙问题。

疾病和生活质量,所有这些都会影响最终结果

- 应用技术

1) 位置:始终将电极保持在皮肤上

2) 压力:需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触,按压操作是对于客户来说非常舒适

3) 速度:每个电极直径的50%,电极应以小圆圈移动。

缓慢操作:每秒一圈,绝不能在皮肤上静止,保持均匀和恒定。

4) 温度:客户可以容忍的高度,同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%,保持舒适,然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒,持续3次,总计30秒,每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感



松弛的手臂


30分钟

- 特性 松弛的皮肤 / 局部脂肪 / 松弛的肌肉
- 目的 收紧皮肤 / 手臂塑形 / 减少局部脂肪 / 调整肌肉 / 排出

1

第1步:疏通经络 [4分钟]

电容电极30mm 坚定的压力



3

第3步:最终平衡 [2分钟]

电阻电极60mm
固定在客户的手掌上。时间:1分钟x手

SAS:1~3


2

第2步:集中护理 [24分钟]

臂部

	电容式	电阻式
电极尺寸	40~60mm	60mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
臂部x2	6分钟	6分钟
SAS	6~8	6~8

电容和电阻应用的比例取决于浮肿和脂肪组织的程度,脂肪多的情况下可增加电阻模式



特别注意

- 客户和负极板位置

客户面部朝上,背上部放置负极板

- 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗

- 施术次数

- 疗程: 6~12次, 建议前4次紧接着治疗, 另外每周做2~3次

- 维持: 每月1~2次

- 建议

体育锻炼调整区域, 集中锻炼, 游泳和举重。避免喝酒和吸烟。

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导, 应根据个人需要进行调整。

形态学年龄健康, 荷尔蒙问题。

疾病和生活质量, 所有这些因素都会影响最终结果。

- 应用技术

1) 位置: 始终将电极保持在皮肤上

2) 压力: 需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触, 按压操作是对于客户来说非常舒适

3) 速度: 每个电极直径的50%, 电极应以小圆圈移动。

缓慢操作: 每秒一圈, 绝不能在皮肤上静止, 保持均匀和恒定。

4) 温度: 客户可以容忍的高度, 同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%, 保持舒适, 然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒, 持续3次, 总计30秒, 每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感



腹部


30分钟

- 特性 内脏脂肪 / 累积脂肪 / 下垂皮肤 / 腰间赘肉
- 目的 排出 / 加速循环 / 减少积累的脂肪 / 改善皮肤弹性 / 弹性

1

第1步:疏通经络 [6分钟]

电容电极30mm 坚固的压力



3

第3步:最终平衡 [2分钟]

电阻电极60mm
在腹部用较低的压力沿着淋巴循环操作


SAS: 1~3

2

第2步:集中护理 [22分钟]

腹部

	电容式	电阻式
电极尺寸	60~80mm	60~80mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间	14分钟	8分钟
SAS	7~8	7~8



电容和电阻应用的比例取决于内脏脂肪比例。
在更多脂肪的情况下增加电阻模式

特别注意

- 客户和负极板位置

客户面部朝上,背上部放置负极板

- 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗方法

- 施术次数

-疗程:6~12次,建议前4次紧接着治疗,另外每周做2~3次

-维持:每月1~2次

- 建议

体育锻炼调整区域,集中锻炼,游泳和举重。避免喝酒和吸烟。

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导,应根据个人需要进行调整。

形态学年龄健康,荷尔蒙问题。

疾病和生活质量,所有这些都会影响最终结果。

- 应用技术

1) 位置:始终将电极保持在皮肤上

2) 压力:需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触,按压操作是客户来说非常舒适

3) 速度:每个电极直径的50%,电极应以小圆圈移动。

缓慢操作:每秒一圈,绝不能在皮肤上静止,保持均匀和恒定。

4) 温度:客户可以容忍的高度,同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%,保持舒适,然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒,持续3次,总计30秒,每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感



大腿外侧脂肪


30分钟

- 特性 皮肤硬化/臀部肥胖/疼痛/纤维化
- 目的 重塑臀部/减少纤维化/脂肪分解/增加微循环/排出毒素

1

第1步:疏通经络 [5分钟]

电容电极30mm坚固的压力



3

第3步:最终平衡 [2分钟]

电阻电极60mm
在腹部用较低的压力沿着淋巴循环操作

SAS: 2~5

2

第2步:集中护理 [22分钟]

大腿外侧脂肪

	电容式	电阻式
电极尺寸	40~80mm	60~80mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间腹部	3分钟	8分钟
SAS	7~8	7~8



特别注意

- 客户和负极板位置

客户面部朝上,背上部放置负极板

- 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗方法

- 施术次数

-疗程:6~12次,建议前4次紧接着治疗,另外每周做2~3次

-维持:每月1~2次

- 建议

体育锻炼调整区域,集中锻炼,游泳和举重。避免喝酒和吸烟。

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导,应根据个人需要进行调整。

形态学年龄健康,荷尔蒙问题。

疾病和生活质量,所有这些都会影响最终结果

- 应用技术

1) 位置: 始终将电极保持在皮肤上

2) 压力: 需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触,按压操作是对于客户来说非常舒适

3) 速度: 每个电极直径的50%,电极应以小圆圈移动。

缓慢操作: 每秒一圈,绝不能在皮肤上静止,保持均匀和恒定。

4) 温度: 客户可以容忍的高度,同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%,保持舒适,然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒,持续3次,总计30秒,每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感




- 特性 下垂的皮肤 / 脂肪 / 减少的肌肉张力
- 目的 收紧皮肤 / 改善血液循环 / 增加肌肉张力

1

第1步:疏通经络 [5分钟]

电容电极30mm坚固的压力



3

第3步:最终平衡 [3分钟]

电阻电极60mm
比臀部部位较低的压力,沿着淋巴循环排出路径操作


SAS:2~3

2

第2步:集中护理 [22分钟]

臀部

	电容式	电阻式
电极尺寸	40~80mm	60~80mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间	3分钟	8分钟
SAS	7~8	7~8



电容和电阻应用的比例取决于水肿和脂肪组织的数量,在脂肪水平较高的情况下分别使用更多电阻模式

特别注意

- 客户和负极板位置

客户面朝上,背上部放置负极板

- 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗方法

- 施术次数

- 疗程: 6~12次, 建议前4次紧接着治疗, 另外每周做2~3次

- 维持: 每月1~2次

- 建议

体育锻炼调整区域, 集中锻炼, 游泳和举重。避免喝酒和吸烟。

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导, 应根据个人需要进行调整。

形态学年龄健康, 荷尔蒙问题。

疾病和生活质量, 所有这些都会影响最终结果。

- 应用技术

1) 位置: 始终将电极保持在皮肤上

2) 压力: 需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触, 按压操作对于客户来说非常舒适

3) 速度: 每个电极直径的50%, 电极应以小圆圈移动。

缓慢操作: 每秒一圈, 绝不能在皮肤上静止, 保持均匀和恒定。

4) 温度: 客户可以容忍的高度, 同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%, 保持舒适, 然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒, 持续3次, 总计30秒, 每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感



水肿性蜂窝组织炎


50分钟

- 特性 橘皮皮肤 / 浮肿 / 缺乏柔软性
- 目的 增加淋巴和静脉循环 / 增加微循环 / 减少水肿

1

第1步:疏通经络 [11分钟]

电容电极30mm坚固的压力 7分钟
60mm的电阻电极固定在脚底上
强度100%
2x2分钟



3

第3步:最终平衡 [4分钟]

电阻电极60mm
电极应固定在每只脚脚底上
时间:2分钟X每只脚


SAS:1~3

2

第2步:集中护理 [35分钟]

腹部,腿部,臀部

	电容式	电阻式
电极尺寸	60~80mm	60~80mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间腹部	3分钟	-
时间大腿x2	5分钟	1分钟
客户位置	面部朝下	面部朝下
时间臀部 & 大腿x2	8分钟	2分钟
SAS	5~7	5~7



水肿性蜂窝组织炎

50分钟

特别注意

● 客户和负极板位置

客户面朝上放置,腰板区域和臀部之间放置负极板
客户躺在正面朝下的位置和负极板应放在腹部

● 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗方法

● 施术次数

- 疗程: 6~12次, 建议前4次紧接着治疗, 另外每周做2~3次
- 维持治疗: 每月1~2次, 经过一段时间后, 如果水肿减少。
建议治疗脂肪或纤维化脂肪团

● 建议

遵循健康的饮食习惯。进行体育锻炼和改善肌肉张力。避免喝酒和吸烟

重要注意事项

● 观察

该协议仅作为指导, 应根据个人需要进行调整。
形态学年龄健康, 荷尔蒙问题。
疾病和生活质量, 所有这些都会影响最终结果。

● 应用技术


- 1) 位置: 始终将电极保持在皮肤上
- 2) 压力: 需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触, 按压操作对于客户来说非常舒适
- 3) 速度: 每个电极直径的50%, 电极应以小圆圈移动。
缓慢操作: 每秒一圈, 绝不能在皮肤上静止, 保持均匀和恒定。
- 4) 温度: 客户可以容忍的高度, 同时必须舒适。

● 疏通经络技术

- 1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)
- 2) 将强度降低到约40%~45%, 保持舒适, 然后开始疏通经络技术。
- 3) 每个穴位运行10秒, 持续3次, 总计30秒, 每个穴位移动之间休息5秒。

● SAS

客户感受的热感



脂肪组织

50分钟


- 特性 角质皮肤 / 硬皮 / 用手捏组织时更明显的凹凸不平的表面
- 目的 增加淋巴和静脉循环 / 增加微循环 / 减少水肿

1

第1步:引导能量 [9分钟]

电容电极30mm坚固的压力
5分钟

60mm的电阻电极固定在脚底上
强度100%
2x2分钟



3

第3步:最终平衡 [2分钟]

电阻电极60mm
骶区较小压力操作,沿着淋巴循环排出路径


SAS: 4~6

2

第2步:集中护理 [39分钟]

腹部,腿部,臀部

	电容式	电阻式
电极尺寸	60~80mm	60~80mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间腹部	3分钟	-
时间腿部x2	4分钟	2分钟
客户位置	面部朝下	面部朝下
臀部&大腿x2 操作时间	8分钟	4分钟
SAS	7~8	7~8



特别注意

- 客户和负极板位置

客户面朝上放置,腰板区域和臀部之间放置负极板
客户躺在正面朝下的位置和负极板应放在腹部

- 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗

- 施术次数

- 疗程: 6~12次, 建议前4次紧接着治疗, 另外每周做2~3次

- 维持治疗: 每月1~2次

- 建议

遵循健康的饮食习惯。进行体育锻炼和改善肌肉张力。避免喝酒和吸烟。

重要注意事项

- 观察

该协议仅作为指导, 应根据个人需要进行调整。

形态学年龄健康, 荷尔蒙问题。

疾病和生活质量, 所有这些因素都会影响最终结果。

- 应用技术

1) 位置: 始终将电极保持在皮肤上

2) 压力: 需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触,
按压操作是对于客户来说非常舒适

3) 速度: 每个电极直径的50%, 电极应以小圆圈移动。

缓慢操作: 每秒一圈, 绝不能在皮肤上静止, 保持均匀和恒定。

4) 温度: 客户可以容忍的高度, 同时必须舒适。

- 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%, 保持舒适, 然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒, 持续3次, 总计30秒, 每个穴位移动之间休息5秒。

- SAS

客户感受的热感



纤维化脂肪组织

50分钟

- 特性 难以去除的角质皮肤 / 僵硬坚硬的皮肤 / 疼痛难以抓住的 / 皮肤凉
- 目的 减少纤维化 / 使皮肤光滑 / 缓解脂肪分解 / 增加微循环 / 排出毒素

1

第1步:疏通经络 [9分钟]


电容电极30mm坚固的压力

5分钟

60mm的电阻电极固定在脚底上

强度100%

2x2min



3

第3步:最终平衡 [2分钟]

电阻电极60mm

骶区较小压力操作,沿着淋巴循环排出路径


SAS: 4~6

2

第2步:集中护理 [39分钟]

腹部,腿部,臀部

	电容式	电阻式
电极尺寸	60~80mm	60~80mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间腹部	3分钟	-
时间大腿x2	2分钟	4分钟
客户位置	面部朝下	面部朝下
时间臀部 &大腿x2	4分钟	8分钟
SAS	7~8	7~8



特别注意

● 客户和负极板位置

客户面朝上放置,腰板区域和臀部之间放置有负极板
客户躺在正面朝下的位置和负极板应放在腹部

● 使用的化妆品

Dr. Lubis RET霜

在需要使用化妆品乳霜的情况下,必须遵循治疗

● 施术次数

- 疗程: 6~12次, 建议前4次紧接着治疗, 另外每周做2~3次

- 维持治疗: 每月1~2次

● 建议

遵循健康的饮食习惯。进行体育锻炼和改善肌肉张力。避免喝酒和吸烟。

重要注意事项

● 观察

该协议仅作为指导, 应根据个人需要进行调整。

形态学年龄健康, 荷尔蒙问题。

疾病和生活质量, 所有这些因素都会影响最终结果。

● 应用技术

1) 位置: 始终将电极保持在皮肤上

2) 压力: 需要稳固的压力以确保与电极的整个皮肤表面良好接触,
按压操作是对于客户来说非常舒适

3) 速度: 每个电极直径的50%, 电极应以小圆圈移动。

缓慢操作: 每秒一圈, 绝不能在皮肤上静止, 保持均匀和恒定。

4) 温度: 客户可以容忍的高度, 同时必须舒适。

● 疏通经络技术


1) 确认热感强度 (设置强度 65%~60%)

2) 将强度降低到约40%~45%, 保持舒适, 然后开始疏通经络技术。

3) 每个穴位运行10秒, 持续3次, 总计30秒, 每个穴位移动之间休息5秒。

● SAS

客户感受的热感




特定操作协议: 排毒

90分钟


- 特性 精神不佳 / 水肿 / 浮肿脸 / 组织疲劳 / 有压力的皮肤 / 疲惫腿 / 淡黄色皮肤
- 目的 能量 / 细胞平衡 / 排毒 / 增加循环 / 再生 / 氧化作用

1

第1步: 疏通经络 [16分钟] 前面身体 [10分钟]



后部身体 [6分钟]



- 电极电阻30mm, 脚除外: 60mm
- 电极电阻30mm

特定操作协议:排毒

90分钟

2

第2步:集中护理7 [70分钟] / 前面身体 [30分钟]

① 腹部:电容

在心口窝下的圆圈操作,顺时针方向

在肋骨下来回平滑操作


根据肋骨线的平滑操作

电阻式

从腹部开始顺时针方向旋转移动

② 腿部:电容式和电阻式

从脚踝到腹股沟的大腿内侧向上旋转操作



	电容式	电阻式
电极尺寸	60~80mm	60~80mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间腹部	5分钟	5分钟
时间腿部x2	5分钟	5分钟
SAS	5~7	5~7

身体后部 [40分钟]

① 返回:电容式

从肩部到肩部平滑直线操作

脊椎两侧平滑直线操作

根据肋骨线的平滑操作

电阻式


脊柱两侧旋转操作

直线髋骨向肋骨和腰部区域移动并向下移动到臀部。

沿着向外的方向旋转治疗。

② 腿部:电容式和电阻式

后腿部向上旋转操作



	电容式	电阻式
电极尺寸	60~80mm	60~80mm
客户位置	面部朝上	面部朝上
时间腹部	5分钟	5分钟
时间腿部x2	9分钟	11分钟
SAS	6	6

3

第3步:最终平衡 [4分钟]

身体前部,电阻式60mm,腹部:2分钟。

SAS:2~3

身体背部,电阻式60mm,脚底:1分钟X2

SAS:1~3