

肤特拉 道辞

Futera Dots



ASTERASYS



高能量, 惊人的效果

肤特拉 道辞™ 是运用非灼伤技术, 利用射频的能量加热组织, 促进皮下胶原蛋白的形成减少皱纹的同时恢复肌肤弹力。

此系统促进细胞, 胶原蛋白, 弹力蛋白的再生。




高能量 & 紧凑



肤特拉 道辞手柄

肤特拉 道辞-头



规则的间隔注入微小的高周波能量, 从表皮到真皮通过热传达, 促进胶原蛋白再生。

紧凑的微小多极射频为您的成功

- 轻巧、紧凑、便携的设计
- 射频能量适用于所有皮肤类型, 加上真皮下部皮肤热扩散的临床益处-导致皮肤紧致
- 最短时间的恢复, 可忍受的不适, 使用前需敷表麻
- 一款简单安全治疗程序
- 快速治疗 - 整脸 (20分钟), 脖子, 胸与手 (10分钟)
- 有效地反复治疗
- 短期治疗方案: 治疗3次, 间隔4周
- 高性价比-与竞争性产品相比, 降低采购成本更高性价比

疤痕&毛孔改善



美白

肌肤弹力


肤色改善

- 细纹
- 疤痕修复
- 痘印修复
- 纹理不规则
- 表面肌肤损伤
- 肌肤松弛

最小程度灼伤皮肤再修复






肤特拉 道辞是使用微小双极射频穿透肌肤，使更多的能量积于真皮下部，最大限度地提高胶原蛋白的生成，同时保持表皮完整。



之后随着新的健康皮肤细胞的产生，你可能会注意到有益胶原蛋白的增加。轻度至中度皱纹与浅表皮变色减少，皮肤质地更光滑更富有弹性。



诊疗结果



肤特拉 道辞 规格

产品类型	肤特拉 道辞
输出频率	1 MHz
头部类型	64 Pin
能量	1~5 Level
连续发射间隔	0.8 Sec.
TX 持续	10~50 Level
治疗范围	11x11 mm
电源要求	AC 110~220 V, 50/60 Hz
尺寸(宽 x 长 x 高)	340x350x280 mm
重量	4.5 kg
用户界面	8" Touch LCD
耗电量	180 VA

- * 规格如有变动，恕不另行通知。
- * 请熟知注意事项和使用方法后使用。



ASTERASYS

ASTERASYS Co., Ltd.

总店：江原道原州市地正面企业城市200, 902号
营业 & 研发中心：首尔特别市 城东区 圣水一路4街25, 1005号
TEL : +82-2-1833-7010 / FAX : +82-2-6953-0599 / E-mail : info@asterasys.com
www.asterasys.com

ASTERASYS Inc. / Daihan Biomedical Inc.

12916 Dupont Circle, Tampa FL 33626, USA
Tel : +1-727-216-6287 / E-mail : info.US@asterasys.com

ASTERASYS China

中国上海市闵行区吴中路1369号欧银中心3H-12
电话：021-6728-5201